

Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) 1907/2006 (REACH)



SILADENT
Dr. Böhme & Schöps GmbH

Druckdatum: 05.02.2010
Gipex

überarbeitet am: 05.02.2010
Seite 1 von 2

1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung:

Angaben zum Produkt	Gipslösemittel
Handelsname:	Gipex
Angaben zum Hersteller / Lieferanten	
Hersteller / Lieferant:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Straße / Postfach:	Im Klei 26
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D - 38644 Goslar
Telefon:	0 53 21 / 37 79 – 0
Fax:	0 53 21 / 38 96 32
Email / Internet:	info@sbs-dental.de / www.sbs-dental.de
Auskunftgebender Bereich:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH

2. Mögliche Gefahren:

2.1 keine

3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

3.1 wässrige Lösung mit dem Salz einer schwachen organischen Säure

4. Erste - Hilfe – Maßnahmen:

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken und Arzt konsultieren.
Bei Berührung mit den Augen mit reichlich Wasser spülen, gegebenenfalls Augenarzt konsultieren.

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

5.1 Löschmittel: Keine Einschränkung
5.2 Besondere Gefährdung: keine

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Kleine Mengen mit viel Wasser wegspülen oder mit flüssigkeitsbindenden Material aufnehmen.

7. Lagerung und Handhabung:

7.1 Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

8.1 Technische Maßnahmen: entfällt
8.2 Persönliche Schutzausrüstung: entfällt

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

9.1 Allgemeine Angaben:
Aggregatzustand / Form: flüssig
Farbe: weiß, weiß-beige
Geruch: geruchlos
Siedetemperatur: ca. 100 °C
Gefrierpunkt: ca. 0 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ bei 20 °C
Löslichkeit in Wasser: unbegrenzt löslich

10. Stabilität und Reaktivität:

10.1 entfällt

11. Angaben zur Toxikologie:

nicht toxisch

Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) 1907/2006 (REACH)



Druckdatum: 05.02.2010
Gipex

überarbeitet am: 05.02.2010
Seite 2 von 2

12. Angaben zur Ökologie:

- 12.1 Ökologisch unbedenklich, vollständig biologisch abbaubar
Wassergefährdungsklasse (WGK) 0 (selbsteinstufend)

13. Entsorgungshinweise:

- 13.1 Kann unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften zusammen mit flüssigkeitsbindenden Material gesonderter Deponie zugeführt werden.

14. Transportvorschriften:

- 14.1 Kein Gefahrgut im Sinne nationaler und internationaler Transportvorschriften.

15. Vorschriften:

- 15.1 Keine Kennzeichnung nach Gefahrenstoffverordnung und entsprechenden EG-Richtlinien erforderlich

16. Sonstige Angaben:

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Sie sollen ausschließlich helfen, geeignete Sicherheitsmaßnahmen zu treffen.