

# Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) 1907/2006 (REACH)



**SILADENT**  
Dr. Böhme & Schöps GmbH

Druckdatum: 26.01.2010

überarbeitet am: 01.01.2010

Seite: 1 / 3

## Modellglänzer

### 1. Stoff- / Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

---

Angaben zum Produkt	
Handelsname:	Modellglänzer
Produktbezeichnungen:	Modellglänzer
Angaben zum Hersteller / Lieferanten	
Hersteller / Lieferant:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Straße / Postfach:	Im Klei 26
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D - 38644 Goslar
Telefon:	0 53 21 / 37 79 – 0
Fax:	0 53 21 / 38 96 32
Email / Internet:	info@sbs-dental.de / www.sbs-dental.de
Auskunftsgebender Bereich:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH

### 2. Mögliche Gefahren

---

Keine Einstufung

### 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

---

Zusammensetzungsbereiche:	Seifenartiges Produkt gelöst in Wasser, Isopropanol < 5%
Isopropanol	< 5% CAS-Nr. 67-63-0

### 4. Erste - Hilfe - Maßnahmen

---

Nach Verschlucken:	Setzen Sie sich mit einem Arzt in Verbindung
Nach Hautberührung:	Mit Wasser abwaschen
Nach Augenkontakt:	Mindestens 15 Minuten lang mit Wasser waschen

### 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

---

Passende Feuerlöscher:	Löschmethode auf Umgebungsbrand abstimmen. Das Produkt selbst brennt nicht.
Feuerlöscher, die nicht zu verwenden sind, aus Sicherheitsgründen:	Keinen Besonderen
Eventuelles Aussetzungsrisiko von der Verbrennung verursacht, oder von dem erzeugtem Gas:	Keine bekannt
Spezielle Feuerlöschschrüstung:	Automatisches Atmungsgerät und völlig schützende Kleidung sind empfohlen.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

---

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:	Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Umweltmaßnahme:	Keine besonderen Maßnahmen erforderlich
Reinigungsmethode:	Reste mit Wasser abspülen

### 7. Lagerung und Handhabung

---

7.1 Brand und Explosionsschutz:	Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
Anforderung an Lagerräume und Behälter	Keine besonderen Massnahmen erforderlich.
7.1 Hinweise zum sicheren Umgang:	Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen.

### 8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

---

8.1 Expositionsgrenzwerte:	67-63-0 Isopropanol Basis: TRGS 900	Konzentration: -
	Werte: 980,000 mg/m <sup>3</sup> 400,000 ml/m <sup>3</sup>	
8.2 Atemschutz:	Atemschutzgerät mit Partikelfilter EN 143	
Augenschutz:	Schutzbrille	
Körperschutz:	Schutzkleidung	

# Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) 1907/2006 (REACH)



**SIADENT**  
Dr. Böhme & Schöps GmbH

Druckdatum: 26.01.2010

überarbeitet am: 01.01.2010

Seite: 2 / 3

## Modellglänzer

Allgemeine Schutzmaßnahmen:

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Arbeitskleidung getrennt aufbewahren.

### 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Aggregatzustand bei der Übergabe:	flüssig
Farbe bei der Übergabe:	transparent oder gelb
Geruch:	seifenartig
Dichte:	> 1 kg/l: 1,0 g/cm <sup>3</sup>
Löslichkeit:	mischbar

### 10. Stabilität und Reaktivität

Zu vermeidende Bedingungen:	Keine Anwendung
Zu vermeidende Stoffe:	Keine Anwendung
Gefährliche Zersetzungsprodukte:	Keine Anwendung
Notwendige oder vorhandene Stabilisatoren:	Keine Anwendung
Eventuelle exothermische gefährliche Reaktionen:	Keine Anwendung
Erhebliche Aggregatzustandsveränderungen:	Keine Anwendung
Gefährliche Zersetzungsprodukte nach Wasserkontakt:	Keine Anwendung

### 11. Angaben zur Toxikologie

Orale Aufnahme:	Keine Anwendung
Nach Hautberührung:	Keine Anwendung
Nach Augenkontakt:	Keine Anwendung

### 12. Angaben zur Ökologie

12.1 Umweltgefährdung:	nicht bekannt
12.2 Abwassergefährdung:	nicht wassergefährdender Stoff

### 13. Entsorgungshinweise

13.1 Produkt:	Das Material kann über die Kanalisation entsorgt werden Abfallschlüssel-Nr. (EC): 200301 gemischte Siedlungsabfälle
13.2 Verpackung:	Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie können dann nach entsprechender Reinigung einer Wiederverwendung zugeführt werden.

### 14. Transportvorschriften

Landtransport ADR/RID  
Kein Gefahrgut  
Lufttransport ICAO-TI/IATA-DGR  
Kein Gefahrgut  
Seeschifftransport IMDG  
Kein Gefahrgut

### 15. Rechtsvorschriften

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/den jeweiligen nationalen Gesetzen nicht kennzeichnungspflichtig.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß (EG) 1907/2006 (REACH)



**SIADENT**  
Dr. Böhme & Schöps GmbH

Druckdatum: 26.01.2010

überarbeitet am: 01.01.2010

Seite: 3 / 3

Modellglänzer

## **16. Sonstige Angaben**

---

Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt unsere Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse und stellt keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.