

EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß RL 91 / 155 / EWG
Ausgabedatum: 27. Juli 2002

Seite 1 von 2
Druckdatum: 26. Juni 2009

SILADENT Ultraschall-Polierpastenreiniger

1. Allgemeine Angaben

Angaben zum Produkt	SILADENT Ultraschall-Polierpastenreiniger
Handelsname:	
Angaben zum Hersteller / Lieferanten	
Hersteller / Lieferant:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH
Straße / Postfach:	Im Klei 26
Nat.-Kennz. / PLZ / Ort:	D - 38644 Goslar
Telefon:	0 53 21 / 37 79 – 0 oder 0 53 21 / 5 06 51
Fax:	0 53 21 / 38 96 32 oder 0 53 21 / 5 12 28
	info@sbs-dental.de oder www.sbs-dental.de
Auskunftgebender Bereich:	SILADENT Dr. Böhme & Schöps GmbH

2. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen:

- 2.1 Wässrige Lösung waschaktiver Substanzen mit speziellen Netzmitteln und Emulgatoren, enthält Kalium-Carbonat.

3. Mögliche Gefahren

R36/38 – Reizt die Augen und die Haut.

4. Erste - Hilfe - Maßnahmen

- 4.1 Nach Hautkontakt: Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Wasser und Seife.
- 4.2 Nach Augenkontakt: Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen.
- 4.3 Nach Verschlucken: Ärztlicher Behandlung zuführen.
(R 22 - Gesundheitsschädlich beim Verschlucken)

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- 5.1 Geeignete Löschmittel: Wasser

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: Mit Wasser verdünnen und aufnehmen, Rest wegspülen.

7. Lagerung und Handhabung

- 7.1 Hinweis zum sicheren Umgang: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- 7.2 Lagerklasse: 12 – nicht brennbare Flüssigkeiten

8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

- 8.1 Allgemeine Schutzmaßnahmen: Längeren und intensiven Hautkontakt vermeiden.
- 8.2 Hygienemaßnahmen: S 20 – Bei der Arbeit nicht essen und trinken.

9. Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Erscheinungsbild
- Form: Flüssig
- Farbe: Blau
- Geruch: Charakteristisch
- 9.2 Sicherheitsrelevante Daten:
- pH im Lieferzustand: 10,10 bei 20 °C - 10 g/1000ml
- Dichte: 1,059 g/cm³

EU - Sicherheitsdatenblatt

gemäß RL 91 / 155 / EWG
Ausgabedatum: 27. Juli 2002

Seite 2 von 2
Druckdatum: 26. Juni 2009

SILADENT Ultraschall-Polierpastenreiniger

Löslichkeit in Wasser: 100% mischbar

10. Stabilität und Reaktivität

Entfällt

11. Angaben zur Toxikologie

Entfällt

12. Angaben zur Ökologie

12.1 Ökologischer Hinweis Lieferform:
Kohlenwasserstoff unpolar: 4,2 mg/Lt
CSB-Wert: 400 g/Lt
BSB-5-Wert: 205 g/Lt
BSB-20-Wert: 220 g/Lt

13. Entsorgungshinweise

13.1 Empfehlung: Kontaminierte Verpackungen können nach gründlicher Reinigung einer Wiederverwertung zugeführt werden.

13.2 Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser

14. Transportvorschriften

14.1 Landtransport: Kein Gefahrgut im Sinne der Vorschrift

15. Vorschriften

15.1 Kennzeichnung: Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoff eingestuft und gekennzeichnet.

15.2 Kennbuchstabe: Xi = Reizend

15.3 R-Sätze: R36/38 – Reizt die Augen und die Haut.
Hinweis: hautentfettend

15.4 S-Sätze: S24/25 – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

15. Wassergefährdungsklassen Lieferform: WGK 1 = Lieferform schwach wassergefährdende Stoffe

16. Sonstige Angaben

Schulungshinweis:
Anwendung des Produktes möglichst nur nach Einweisung durch unsere Anwendungstechniker.
Fordern Sie bei Bedarf die kostenlose Beratung unserer Anwendungstechniker an.

Die Angaben werden aufgrund uns vorliegender Kenntnisse, Literaturangaben und Erfahrungen gemacht und können nicht erschöpfend sein. Die Angaben dienen der Verbesserung der Sicherheitshinweise und haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.